

Infectiepreventie

Instructies afnemen MRSA-kweken op de polikliniek

Contactgegevens Alrijne Ziekenhuis

Alrijne Ziekenhuis Leiden
Houtlaan 55
2334 CK Leiden
071 517 8178

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp
Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp
071 582 8282

Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn
Meteoorlaan 4
2402 WC Alphen aan den Rijn
0172 467 467

Er is u gevraagd om MRSA-kweken bij u zelf af te nemen. In deze folder vindt u de instructies. Let op: kweken mogen alleen worden afgenomen als u geen antibiotica gebruikt of in de afgelopen 48 uur heeft gebruikt.

MRSA-kweken

Bij MRSA-kweken worden standaard kweken afgenomen van keel, neus en perineum (gebied rond de anus).

Instructie

U krijgt van de medewerker van de polikliniek tenminste drie kweeksets en patiëntenstickers mee. De medewerker heeft op de stickers 'keel', 'neus' en 'perineum' geschreven.

Heeft u ook eczeem, wonden of andere huidbeschadigingen? Meld het bij de balie van de polikliniek. Dan krijgt u meerdere kweeksets en stickers zodat u hier ook een kweek van kunt nemen.




Open de verpakking van de kweekset.



Verwijder voor afname van de kweek het witte dopje van de buis met het kweekmedium.

Keelkweek


Neem de keelkweek af door met 1 wattenstok over de beide (tonsillen)bogen achterin de keel te strijken.





Stop na afname van de kweek het wattenstokje in het kweekmedium.

Plak uw patiëntensticker met daarop geschreven 'keel' op de buis.



Neuskweek

Open een nieuwe verpakking zoals hierboven beschreven en verwijder weer het witte dopje van de buis. Neem de neuskweek af. Dit doet u door met 1 wattenstok stevig langs de binnenzijde van beide neusvleugels (neuspeutergebied) te strijken.

Stop na afname van de kweek het wattenstokje in het kweekmedium. Plak uw patiëntensticker met daarop geschreven 'neus' op de buis.

Perineumkweek

Open een nieuwe verpakking zoals hierboven beschreven en verwijder het witte dopje van de buis. Neem de perineumkweek af: strijk 1 wattenstok over de huid rondom de anus en de huid tussen anus en scrotum of tussen anus en vagina.

Stop na afname van de kweek het wattenstokje in het kweekmedium. Plak uw patiëntensticker met daarop geschreven 'perineum' op de buis.

Heeft u meer kweeksets ontvangen, neem dan **ook** de andere kweken af zoals afgesproken. Als wonden/huidbeschadigingen (waaronder eczeem) aanwezig zijn, wordt voor elke wond/huidbeschadiging een apart wattenstokje gebruikt waarmee door/over de huid, wond of wondkorsten worden gestreken.

Schrijf op de sticker van welke wond/huidbeschadiging het materiaal af komt!

Inleveren

Geef de buisjes af bij de balie van de polikliniek.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Over Alrijne Zorggroep

Op onze locaties in Leiden, Leiderdorp, Alphen aan den Rijn, Katwijk en Sassenheim, bieden wij de beste zorg dichtbij aan iedere patiënt. En dat doen we samen: met patiënten die de regie over hun eigen leven voeren, met deskundige en betrokken medewerkers, in samenwerking met huisartsen en andere zorgverleners.

Voor meer informatie over Alrijne Zorggroep kunt u terecht op www.alrijne.nl.

Volg ons ook op Twitter @alrijne en Facebook.

Geef uw mening!

Op www.zorgkaartnederland.nl kunt u aangeven hoe u de zorg in Alrijne Ziekenhuis heeft ervaren. Op deze manier kunt u ons helpen de kwaliteit van zorg nog verder te verbeteren.