

Saturatiemeting bij kinderen

Alrijne
zorggroep

Hester Havers


Uitdaging

- Hoe werkt het?
- Waar plak je?
- Hoe plak je
- Welke apparatuur?



Masimo

- Saturatiemeting middels kabel en smartphone
- Gaat uit de handel
- Nog kleine partij voor handen



Masimo

Rad-G[™] Pulse Oximeter

A rugged handheld device powered by clinically proven Masimo SET[®] pulse oximetry



Strong external casing built to withstand drops from 6 ft. onto a hard surface



Light weight and slim profile allow for easy transport and storage



Internal rechargeable battery provides 24 hours of operational use



Masimo Rad-G

Sensor opties:



Rad-G Reusable Sensor
Gewicht ≥ 3kg




Rad-G YI Sensor
Gewicht ≥ 1kg



Rad-G Disposable Sensor
Gewicht: 3kg – 20kg
<3kg – > 40kg

Parameters:

- Saturatie
- Perfusie
- Pols
- Ademhalingsfrequentie
- Pleth Variability index



- Nu alleen Masimo aanbod laten zien
- Van andere firma's weinig compacte meters beschikbaar
- Wil graag helpen zoeken naar een juiste meter